

Da utilizzare entro
Marzo 2025

MASCHERINA CHIRURGICA TYPE IIR



ai sensi dell'art.15 comma 3 del DL 17 marzo 2020, n.18

La struttura a 3 strati garantisce un'efficace protezione contro le infezioni per pazienti e personale di sala operatoria conforme alla norma UNI EN 14683:2019

La durata di utilizzo consigliata è di 8 ore, oltre questo tempo va sostituita

Non sterile

Dimensioni mascherina (mm) 105x155

MADE IN ITALY

Prodotto e distribuito da Fazzini Srl - Via A. Volta 69 - 21010 - Cardano al Campo (VA)

Composizione:

Tessuto Nontessuto 100% Polipropilene 40 g/m² SMS, Idrofobo
Spessore filamenti spun: 1,5 - 2,0 den

Contenuto meltblown: 8 g/m² per ogni strato (24g/m² totali)

- Bambini: utilizzare sotto la supervisione di adulti
- Conservare in ambiente asciutto (5°- 40°C)
- Smaltire secondo norma vigente

FAZZINI