

ART. GEM 1

MASCHERINA CHIRURGICA TIPO IIR, MONOUSO, NON STERILE

CONTIENE N. 10 MASCHERINE

PRODUTTORE: GEMINI PADANA SRL, ITALY

ISTRUZIONI DI CONSERVAZIONE: IL PRODOTTO DEVE ESSERE CONSERVATO A TEMPERATURA AMBIENTE COMPRESA TRA 15° E 30° GRADI, AL RIPARO DA CONDIZIONI ESTREME DI UMIDITÀ, POLVERE, AGENTI INQUINANTI, ECC. IL PERIODO DI VALIDITÀ È 5 ANNI A DECORRERE DALLA DATA DI PRODUZIONE, PURCHÉ IL PRODOTTO SIA CORRETAMENTE CONSERVATO NELLA CONFEZIONE DI VENDITA ORIGINARIA.

ISTRUZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO: LA MASCHERINA VA INDOSSATA EVITANDO DI TOCCARE LA PARTE INTERNA, PONENDOLA PRIMA SU NASO-BOCCA E TENENDO CON L'ALTRA MANO L'ELASTICO FINO A POSIZIONARLO DIETRO LA TESTA.

RIF. NORMA UNI EN ISO 14683, REALIZZATO AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 2 DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 CONVERTITO IN LEGGE 24 APRILE 2020 N. 27

LOTTO N° DEL